

new art laboratories



Toxikologie

Immunologische Point-of-Care-Tests,
Auswerte-Systeme und Laboranalysen
für die Alkohol- und Drogenanalytik



nal von minden

Ihr Partner für professionelle Diagnostik

We help you care!

Seit mehr als 40 Jahren behauptet sich die nal von minden GmbH im Bereich der medizinischen Diagnostik und Drogenanalytik mit ausgezeichneter, zertifizierter Produktqualität, umfassendem Portfolio, exzellentem Kundenservice und Ideen, die Branchenstandards setzen. Auch in Zukunft wollen wir das innovativste Unternehmen der Branche und Ihr erster Ansprechpartner zum Thema *in-vitro*-Diagnostik sein. Um dies gewährleisten zu können, setzen wir auf Forschung, Entwicklung und ein gesundes Wachstum.

Wir verfügen derzeit deutschlandweit über fünf Standorte, mehrere Tochterunternehmen im europäischen Ausland sowie ein umfangreiches Netz an Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern. Das ermöglicht es uns, Sie überall auf der Welt direkt und persönlich zu beraten und Ihnen individuelle Lösungen anzubieten.



Geschäftsführer der nal von minden GmbH: Lukas Eder

Qualität aus Überzeugung

Wir handeln nicht nur verantwortungsbewusst, weil wir müssen, sondern aus tiefster Überzeugung. Als Hersteller von Schnelltests für medizinische und Drogen-Analytik sind wir uns der Konsequenzen bewusst, die mit der Anwendung unserer Produkte einhergehen.

Deshalb ist die Qualität unserer Produkte und die unserer Serviceleistungen für uns sowohl oberste Priorität als auch eine Herzensangelegenheit. Unser Qualitätsmanagementsystem ist bereits seit 2003 nach EN ISO 13485 sowie ISO 9001 zertifiziert und wird jährlich durch den TÜV Rheinland überprüft. Interne Audits, eine umfangreiche Prozesslandschaft sowie ein Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen-System wurden zusätzlich installiert, um unseren hohen Standard zu sichern.

We help you care! – mit ausgezeichneter Produktqualität, einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, persönlichen Ansprechpartnern und einem schnellen Service. Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr nal von minden Team.

Inhalt

Ihr Partner für professionelle Diagnostik	2	Speicheltests	26
nal von minden Produktportfolio.....	4	Saliva Classic.....	27
		Saliva Cup	28
Drogenschnelltests: Parameterübersicht.....	5	Reader-Systeme	29
Teststruktur und -prinzip	6	Rapid Slide Scanner (RSS) III	30
Design-Layout und Interpretation	7	RSS flash	31
Choosing a sample material.....	8	Laboranalyse	33
Urin-Schnelltests	9	Drogennachweis in Substanzen und deren Rückständen	36
Urin-Einzeltests	10	ESA-Substanztests	37
Urin-Multitests	11	Tracedetect® Substanztests.....	38
Urin-Bechertests.....	19	Leadix	39
Cup II (Key-Cup)	20	Alkoholtests	40
Verfälschungstests.....	22	Qualitätsmanagement.....	42
Vollbluttests	24	Unser Leistungsspektrum	43



nal von minden Produktportfolio

Ihr Spezialist für *in-vitro*-Diagnostik

Wir nutzen konsequent unsere Fähigkeiten, unser Wissen und unsere mehr als 40-jährige Erfahrung, um unser Portfolio sowie unsere Prozesse zu erweitern und zu verfeinern. Dabei spielen Ihre Meinung und Ihre Ideen eine große Rolle. Nur in Zusammenarbeit mit Ihnen sind wir in der Lage, für jede Anforderung innovative Lösungen zu finden.

Unser aktuelles Sortiment umfasst Schnelltests in den Bereichen Pädiatrie, Gynäkologie, Urologie, Infektionskrankheiten, Bakteriologie, Onkologie und Toxikologie. Darüber hinaus können wir Ihnen POCT-Geräte anbieten, die Ihre Praxis zum Labor machen – oder Sie beauftragen über uns eines unserer toxikologischen Partnerlabore.

Unsere Kataloge, Broschüren und Flyer sind in dreizehn Sprachen erhältlich: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch, Tschechisch, Finnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch und Russisch.

Weitere Informationen zu unserer breiten Produktpalette finden Sie unter www.nal-vonminden.com oder Sie wenden sich direkt an uns unter info@nal-vonminden.com.



info@nal-vonminden.com



+49 941 29010-0



Der folgende QR-Code führt Sie direkt zu unserem Online-Katalogregal:



Drogenschnelltests

Point-of-Care-Tests für jeden Bedarf

Drogentests sind eine unschätzbar große Hilfe für medizinische, soziale und strafrechtliche Behörden. Da der Drogenmarkt immer innovativer und schnelllebig wird, müssen auch die Instrumente, mit denen wir jene davon Betroffenen unterstützen, stetig weiterentwickelt werden. nal von minden bietet eine breite Palette von Tests zum Nachweis von Drogen oder deren Metaboliten in Urin, Speichel, Blut (Serum, Plasma) oder – im Falle von Alkohol – im Atem an.


Mehr als 35 verschiedene Parameter sowie 7 Verfallschungsparameter (siehe unten) können beispielsweise mit unseren Drug-Screen Urin-Schnelltests nachgewiesen werden. Sie sind in den Formaten Tauch-, Kassetten- und Bechertest erhältlich, um verschiedenen, individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Zudem bieten wir Substanztests zum Nachweis unbekannter Pulver, Tabletten und Flüssigkeiten an.

Verfügbare Parameter:





7-Aminoclonazepam	ACL	Methylendioxypropyvaleron	MDPV
Alkohol	ALC	Methamphetamin	MET
Amphetamin	AMP	Morphium / Opiate	MOR/OPI
Barbiturate	BAR	Methylphenidat	MPD
Buprenorphin	BUP	Methaqualon	MQL
Benzodiazepine	BZD	Methadon	MTD
Cathin	CAT	Oxycodon	OXY
Kokain	COC	Paracetamol	PCM
Cotinin	COT	Phencyclidin	PCP
EDDP	EDDP	Pregabalin	PGB
Ethylglucuronid	EtG	Propoxyphen	PPX
Fentanyl	FYL	Spice / K2	SPC
Gamma-Hydroxybuttersäure	GHB	Trizyklische Antidepressiva	TCA
6-Monoacetylmorphin	HRN/6-MAM	Cannabinoide	THC
Ketamin	KET	Tilidin	TIL
Kratom	KRA	Tramadol	TML
Lysergsäure-Diethylamid	LSD	UR-144 / K4	UR-144
Ecstasy	MDMA	Zolpidem	ZOL
Mephedron	MEP	Zopiclon	ZOP

nal von minden Drug-Screen®



Teststruktur und -prinzip



- Gold-konjugierte Antikörper
- Auf der Test-Linie immobilisierte Droge
- Antikörper innerhalb der Kontroll-Linie
- Probenmaterial
- Zielantigen




Design-Layout und Interpretation



Auswahl des richtigen Probenmaterials

	Urin	Speichel	Vollblut/Serum/Plasma
Nachweisfenster	Verspätet, dann für mehrere Tage	Unmittelbar nach dem Konsum, dann für mehrere Stunden	Unmittelbar nach dem Konsum, dann für mehrere Stunden
Kontext	Feststellung, dass ein Konsum stattgefunden hat	Nachweis eines aktuellen Konsums bzw. Rausches	Nachweis eines aktuellen Konsums bzw. Rausches
Anwendungsgebiet	Arbeitsplatzsicherheit, Entgiftungskliniken, Polizeikontrollen, Gefängnisse, Schulen, Substitution	Arbeitsplatzsicherheit, Entgiftungskliniken, Polizei Kontrollen, Gefängnisse, Schulen, Substitution	Notfallsituationen, Therapie-Monitoring, Feststellung eines Rauschzustandes
Vorteile	• Nicht-invasiv • Keine Begrenzung des Probenvolumens • Langes Nachweisfenster • Gute Fließeigenschaften	• Nicht-invasiv • Probenahme vor Ort möglich • Manipulation fast unmöglich • Konzentration vergleichbar mit Blut • Sofortiger Nachweis	• Manipulation unmöglich • Konsum sofort nachweisbar • Nachverfolgungs-Monitoring möglich
Nachteile	• Eingriff in die Privatsphäre • "Schüchterne-Blase-Syndrom" • Manipulation durch in-vitro oder in-vivo Verdünnung möglich • Stoffwechsel, Essen und Getränke können die Testergebnisse beeinflussen	• Kurzes Nachweisfenster • Lebensmittel, Getränke und andere Verunreinigungen im Mund können Testergebnisse beeinflussen • Einige Drogen und Medikamente verursachen einen trockenen Mund • Hohe Viskosität des Probenmaterials	• Invasiv • Sterile Ausrüstung und geschultes Personal erforderlich • Kurzes Nachweisfenster • Hohe Viskosität (Vollblut)



Urin-Schnelltests

Präziser, effektiver und manipulationssicherer denn je: Die nal von minden Drug- Screen® Urin-Schnelltests sind eine kostengünstige Hilfe beim Nachweis von Drogen, Medikamenten und deren Metaboliten in Urinproben. Unsere Tests liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 5 bis 8 Minuten, wobei sie eine Übereinstimmung von bis zu 99 Prozent mit dem Goldstandard der Drogentestung, der GC-MS-Methode, aufweisen. Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir unsere Urin-Schnelltests in drei Formaten an: Tauch-, Kassetten- und Bechertests.

Vorteile

- ✓ Einfaches und hygienisches Prüfverfahren
- ✓ Schnelle und zuverlässige Ergebnisse
- ✓ Flexible Cut-offs für unterschiedliche Anforderungen
- ✓ Vielfalt an Multitest-Kombinationen für die gleichzeitige Auswertung mehrerer Parameter

Für den Einsatz bei

- ✓ Entgiftung und Rehabilitation
- ✓ Notfällen
- ✓ Forensischen Kliniken
- ✓ Arbeitsmedizin
- ✓ Verkehrsbehörden und Zollkontrollen

Urin-Einzeltests

Parameter	Abkürzung	Cut-off	Artikelnummer (50 einzeln verpackte Teststreifen)	Artikelnummer (25 Streifen pro Runddose)	Artikelnummer (30 einzeln verpackte Testkassetten)
7-Aminoclonazepam	ACL200	200 ng/mL	101084	—	—
Alkohol	ALCO,2	0.2 ‰	101036	—	—
Amphetamin	AMP300	300 ng/mL	101016	—	—
	AMP1000	1000 ng/mL	101001	620015	102001
Barbiturat	BAR300	300 ng/mL	101002	—	102002
Benzodiazepin	BZD100	100 ng/mL	101031	—	—
	BZD300	300 ng/mL	101003	620065	102003
Buprenorphin	BUP10	10 ng/mL	101004	620150	102004
Cathin	CAT100	100 ng/mL	101097	—	102097
Kokain	COC100	100 ng/mL	101026	—	—
	COC300	300 ng/mL	101005	620045	102005
Cotinin	COT200	200 ng/mL	101019	—	—
EDDP	EDDP100	100 ng/mL	101021	—	—
Ethylglucuronide	EtG500	500 ng/mL	101062	—	102062
Fentanyl	FYL10	10 ng/mL	101029	—	—
Gamma-Hydroxybuttersäure	GHB10	10 µg/mL	101089	—	—
6-Monoacetylmorphin	HRN/6-MAM10	10 ng/mL	101057N-50	—	102057N-30
Ketamin	KET1000	1000 ng/mL	101024	—	—
Kratom	KRA100	100 ng/mL	101099	—	102099
Lysergsäure-Diethylamid	LSD10	10 ng/mL	101079	—	102079
Ecstasy	MDMA500	500 ng/mL	101008	—	—
Mephedron	MEP100	100 ng/mL	101098	—	—
Methylendioxypropyvaleron	MDPV500	500 ng/mL	101076	—	—
Methamphetamin	MET300	300 ng/mL	101018	—	—
	MET1000	1000 ng/mL	101007	—	—
Morphin/Opiate	MOR/OPI100	100 ng/mL	101027	—	102027
	MOR/OPI300	300 ng/mL	101009	620035	102009
	MOR/OPI2000	2000 ng/mL	101010	—	—
Methylphenidat	MPD150	150 ng/mL	101078	—	102078
Methadon	MTD300	300 ng/mL	101006	620075	102006
Oxycodon	OXY100	100 ng/mL	101032	—	—
Pregabalin	PGB500	500 ng/mL	101067	—	102067
Spice/K2	SPC50	50 ng/mL	101045	105045	102045
Trizyklische Antidepressiva	TCA1000	1000 ng/mL	101013	—	102013
Cannabinoide	THC25	25 ng/mL	101017	—	102017
	THC50	50 ng/mL	101012	620055	102012
	THC150	150 ng/mL	101023	—	—
Tilidin	TIL300	300 ng/mL	101071	—	102071BA
Tramadol	TML100	100 ng/mL	101028	—	—
Zolpidem	ZOL25	25 ng/mL	101070	—	102070
Zopiclon	ZOP50	50 ng/mL	101066	—	—



Urin-Multitests

Zeit ist Geld! Um Ihnen beides einzusparen, sind nal von minden Drug-Screen® Tauch- und Kassettentests auch als Multitests erhältlich. Diese Urintests ermöglichen den gleichzeitigen Nachweis von mehreren Drogen und Verfälschungsparemtern.

Vorteile

- ✓ Einfach in der Handhabung und zuverlässige Ergebnisse in wenigen Minuten
- ✓ Nur eine kleine Probenmenge (nur 3 Tropfen) zur Durchführung der Tests erforderlich
- ✓ Mehr als 35 verschiedene Parameter verfügbar



Urin-Multi-Tauchtests

Urin-Multi-Tauchtests von minden Drug-Screen® Multi-2-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103020	Multi 2	AMP1000, THC50
103025	Multi 2E	COC300, MOR/OPI300



Urin-Multi-Tauchtests von minden Drug-Screen® Multi-3-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
620902	Multi 3	BZD300, COC300, MOR/OPI300
103232	Multi 3AC	THC50, THC150, THC300
103234	Multi 3AE	COC100, MDMA500, THC25
621002	Multi 3C	BUP10, MOR/OPI300, MTD300
103030	Multi 3E	AMP1000, COC300, THC50
103038	Multi 3H	COC300, MOR/OPI300, THC50
103034	Multi 3K	COC300, MOR/OPI300, MTD300
103130	Multi 3L	COC300, EDDP100, MOR/OPI300
103031	Multi 3X	THC200, THC300, THC500

Urin-Multi-Tauchtests von minden Drug-Screen® Multi-4-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103047	Multi 4A	BUP10, COC300, MOR/OPI300, THC50
622502	Multi 4B	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300
622102	Multi 4E	BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
103041	Multi 4G	BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103141	Multi 4P	AMP1000, BZD300, MOR/OPI300, THC50
630002	Multi 4V	AMP1000, COC300, MOR/OPI300, THC50

Urin-Multi-Tauchtests von minden Drug-Screen® Multi-5 Dip Tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
620402	Multi 5	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103052	Multi 5A	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50

*25 Tauchtests pro Packung. Alternative und kundenspezifische Testkombinationen verfügbar.

nal von minden Drug-Screen® Multi-5-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103357	Multi 5AN	AMP300, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
621202	Multi 5B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300
621702	Multi 5E	AMP1000, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
622202	Multi 5EB	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
620302	Multi 5M	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
621402	Multi 5MB	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
630602	Multi 5S	BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
622302	Multi 5SE	BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50

nal von minden Drug-Screen® Multi-6-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
620602	Multi 6	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
640402	Multi 6B	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103064	Multi 6D	AMP1000, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
622402	Multi 6E	AMP1000, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
103068	Multi 6H	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103162	Multi 6K	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103062	Multi 6L	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
103164	Multi 6O	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
103167	Multi 6R	AMP1000, BZD300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103168	Multi 6V	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300

nal von minden Drug-Screen® Multi-7-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
630802	Multi 7	AMP300, BZD300, COC300, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103070	Multi 7A	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103279	Multi 7AJ-AC-B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50; CREA/OXI/PH
103071	Multi 7B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103072	Multi 7C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
621102	Multi 7EB	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
103173	Multi 7O	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1160070	Multi 7RA	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1160080	Multi 7RO-AC-A	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA

nal von minden Drug-Screen® Multi-8-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103080	Multi 8A	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103081	Multi 8B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103082	Multi 8C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103086	Multi 8E	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, MET300, MOR/OPI300, THC50, TML100
103087	Multi 8H	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
103184	Multi 8Q	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
103186	Multi 8S	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, KET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103187	Multi 8U	AMP300, BUP10, BZD300, MET300, MOR/OPI300, SPC50, THC50, TML100
103188	Multi 8V	ALCO.2, AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50

nal von minden Drug-Screen® Multi-9-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103093	Multi 9B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103092	Multi 9C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103094	Multi 9M	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103192	Multi 9O	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50, TML100
1160090	Multi 9RA	AMP500, BUP10, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
1160091	Multi 9RB	AMP500, BUP5, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA

nal von minden Drug-Screen® Multi-10-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103100	Multi 10A	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, PCP25, MTD300, TCA1000, THC50
103310	Multi 10AH	AMP300, BUP10, BZD300, EDDP100, FYL10, MET300, MOR/OPI300, OXY100, THC25, TML100
103103	Multi 10B	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
620802	Multi 10E	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
103108	Multi 10G	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, TCA1000, THC50
103121	Multi 10K	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100
621802	Multi 10L	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50

nal von minden Drug-Screen® Multi-10-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103122	Multi 10P	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103113	Multi 10Y	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, THC50; PH/CREA
103114	Multi 10Z	AMP300, BUP10, BZD200, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50

nal von minden Drug-Screen® Multi-11-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103315	Multi 11F-AC-A	AMP300, BUP10, BZD200, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC25, TML100; PH/CREA
103318	Multi 11I	AMP1000, BUP10, BZD300, EtG500, MET1000, MOR/OPI300, MPD150, MTD300, OXY100, THC50, TML100

nal von minden Drug-Screen® Multi-12-Tauchtests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
103123	Multi 12A	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
103523	Multi 12AD	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, OXY100, THC25, TML100
103129	Multi 12C	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50, TML100
103212	Multi 12F	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
103213	Multi 12G	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50; CREA
103217	Multi 12L	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
103218	Multi 12M	AMP300, BUP10, BZD200, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50, TML100
103512	Multi 12Q	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MPD150, SPC50, THC50
103520	Multi 12Z	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100, ZOL25

*25 Tauchtests pro Packung. Alternative und kundenspezifische Testkombinationen verfügbar.



Sie haben noch nicht die perfekte Kombination für Ihre Bedürfnisse gefunden? Wir haben noch viel mehr zur Verfügung und können auf Anfrage auch kundenspezifische Tests herstellen. Kontaktieren Sie uns: info@nal-vonminden.com oder +49 941 29010-0

Urin-Multi-Kassetten tests

von minden Drug-Screen® Multi-2-Kassetten tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
104156BA	Multi 2TD	THC150, THC25



von minden Drug-Screen® Multi-3-Kassetten tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
623002	Multi 3T	BZD300, COC300, MOR/OPI300
104032	Multi 3TC	BAR300, BZD300, TCA1000
104033	Multi 3TD	COC300, MOR/OPI300, THC50
104037	Multi 3TG	THC50, THC150, THC25
104038	Multi 3TH	BUP10, EDDP100, MTD300
104131	Multi 3TL	BZD300, MOR/OPI300, THC50

von minden Drug-Screen® Multi-4-Kassetten tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
630302	Multi 4T	BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
104042	Multi 4TC	COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
104040	Multi 4TD	AMP1000, COC300, MOR/OPI300, THC50

von minden Drug-Screen® Multi-5-Kassetten tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
640002	Multi 5T	AMP300, COC300, MET300, MOR/OPI300, THC50
104252	Multi 5TAA	BAR300, BZD300, MTD300, PCP25, PPX300
104151	Multi 5TB	BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104050	Multi 5TD	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104054	Multi 5TH	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
104166	Multi 5TX	AMP300, BZD300, MET500, MOR/OPI2000, THC50

von minden Drug-Screen® Multi-6-Kassetten tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
640302	Multi 6T	AMP300, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
104060	Multi 6TA	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
640802	Multi 6TB	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
104061	Multi 6TC	AMP1000, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104062	Multi 6TD	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104065	Multi 6TG	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
104160	Multi 6TL	AMP1000, BUP10, BZD300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300
104164	Multi 6TR	AMP300, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, THC25
104262	Multi 6TY	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50, THC150

von minden Drug-Screen® Multi-7-Kassettentests


Artikelnummer*	Produkt	Parameter
104070	Multi 7TA	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104072	Multi 7TC	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104075	Multi 7TF	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104078	Multi 7TJ	AMP1000, BZD200, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104170	Multi 7TK	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50

von minden Drug-Screen® Multi-8-Kassettentests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
104082	Multi 8TC	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104084	Multi 8TD	AMP1000, BAR300, BUP10, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104087	Multi 8TG	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104183	Multi 8TO	AMP1000, BUP10, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104184	Multi 8TP	AMP1000, BZD200, COC300, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104185BA	Multi 8TQ	AMP300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50

nal von minden Drug-Screen® Multi-9 Cassette Tests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
104091	Multi 9TB	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104092	Multi 9TC	AMP500, BUP10, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA



von minden Drug-Screen® Multi-10-Kassettestests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
620802	Multi 10E	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR300, MTD300, TCA1000, THC50
104100	Multi 10TC	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104101	Multi 10TD	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104010	Multi 10TK	AMP300, BAR300, BZD200, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104313	Multi 10TO	AMP500, BAR300, BZD200, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104315BA	Multi 10TR	AMP300, BAR300, BZD100, COC300, MDMA500, MET300, MOR300, MTD300, TCA300, THC50

von minden Drug-Screen® Multi-11-Kassettestests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
640702	Multi 11T	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104110	Multi 11TA	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104114	Multi 11TE	AMP1000, BUP10, COC300, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCM5000, THC50, TML100
104210	Multi 11TJ	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCM5000, TCA1000, THC50
104211	Multi 11TK-AC-C	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50; PH/CREA/SG
104216BA	Multi 11TO	AMP300, BAR300, BUP10, BZD100, COC300, MDMA500, MET300, MOR300, MTD300, TCA300, THC50

von minden Drug-Screen® Multi-12-Kassettestests

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
104120	Multi 12T	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MOR/OPI2000, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104122	Multi 12TB	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI2000, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104123	Multi 12TC	AMP300, BAR300, BUP10, BZD200, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, PCP25, TCA1000, THC25
104124	Multi 12TD	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104125	Multi 12TE	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104126	Multi 12TF	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50; PH/CREA
104128	Multi 12TH	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, PCP25, TCA1000, THC50

*25 Kassettestests pro Packung. Alternative und kundenspezifische Testkombinationen verfügbar.



Sie haben noch nicht die perfekte Kombination für Ihre Bedürfnisse gefunden? Wir haben noch viel mehr zur Verfügung und können auf Anfrage auch kundenspezifische Tests herstellen. Kontaktieren Sie uns: info@nal-vonminden.com oder +49 941 29010-0



Urin-Bechertests

Hygienisch, praktisch und mit verschiedenen Parameterkombinationen erhältlich: Die nal von minden Drug-Screen® Urin-Bechertests mit integrierten Teststreifen sind das wohl vielseitigste Format für das Drogenscreening. Die Wahrscheinlichkeit, mit der Probe in Berührung zu kommen, wird stark reduziert, was die Probennahme mit Hilfe von Bechern zur hygienischsten Methode macht. Darüber hinaus kann der Becher auch als Transportbehälter verwendet werden, wenn die

Probe an ein Labor zur Bestätigungsanalyse geschickt werden muss. Mit unseren innovativen Key-Cup (Cup II und Cup V) Tests wird die Probe getrennt von den Teststreifen gehalten, so dass die Analyse nach Belieben – örtlich und zeitlich getrennt von der Probenahme – gestartet werden kann. Zur Früherkennung von Manipulationsversuchen ist jeder Bechertest außerdem mit einem integrierten Temperaturstreifen ausgestattet.

Vorteile

- ✓ Einfaches Prüfverfahren mit schnellen, zuverlässigen Ergebnissen
- ✓ Reduziertes Risiko, mit dem Probenmaterial in Berührung zu kommen
- ✓ Flexible Cut-offs für unterschiedliche Anforderungen
- ✓ Flexible Multi-Test-Kombination zur gleichzeitigen Auswertung mehrerer Parameter
- ✓ Probenahmebehälter und Schnelltest in einem

Key Cups – einfach, sicher und vorausschauend

Cup II


- ✓ Getrennte Proben- und Testkammer
- ✓ Zeitlich flexible Testdurchführung mittels Initiationschlüssel, das heißt, Probenentnahme und Testung können zeitlich und örtlich getrennt voneinander erfolgen
- ✓ Geeignet für die Auswertung mit RSS II, III und flash-Lesegeräten (Anbindung an LIMS möglich)
- ✓ Erhältlich als zweiseitige Version, die nahezu jede Parameterkombination ermöglicht (Auswertung nur mit RSS III möglich)




Artikelnummer*	Produkt	Parameter
3 Parameter		
910031	Drug-Screen Cup II 3B	COC100, MDMA500, THC25
5 Parameter		
910050	Drug-Screen Cup II 5A	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
6 Parameter		
910060	Drug-Screen Cup II 6A	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910061	Drug-Screen Cup II 6B	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
910062	Drug-Screen Cup II 6C	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910068	Drug-Screen Cup II 6H	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
7 Parameter		
910070	Drug-Screen Cup II 7A	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910071	Drug-Screen Cup II 7B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910077	Drug-Screen Cup II 7H	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, MTD300
910078	Drug-Screen Cup II 7I-AC-A	AMP1000, BUP10, BZD300, EDDP100, MOR/OPI300, SPC50, THC50; PH/CREA
911075	Drug-Screen Cup II 7P	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, PGB500, THC50
8 Parameter		
910082	Drug-Screen Cup II 8C	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
911084	Drug-Screen Cup II 8L	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
9 Parameter		
910091	Drug-Screen Cup II 9B	AMP500, BUP10, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
910092	Drug-Screen Cup II 9C	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50

9 Parameter		
910093	Drug-Screen Cup II 9D	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/OXI/SG
910094	Drug-Screen Cup II 9E	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, EDDP100, MET300, MOR/OPI100, THC50; CREA
910097	Drug-Screen Cup II 9H	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, TCA1000, THC50
910099	Drug-Screen Cup II 9J	ALCO.2%, AMP1000, BZD300, COC300, COT200, MOR/OPI300, MTD300, PGB500, THC50
10 Parameter		
910101	Drug-Screen Cup II 10B	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910102	Drug-Screen Cup II 10C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910106	Drug-Screen Cup II 10F-AC-B	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI2000, MPD150, SPC50, TCA1000, THC50; PH/CREA/OXI
11 Parameter		
910111	Drug-Screen Cup II 11B	AMP1000, BUP10, BZD300, MET1000, MOR/OPI300, SPC50, MDMA500, MPD150, OXY100, THC25, TML100
910112	Drug-Screen Cup II 11C	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
12 Parameter		
910122	Drug-Screen Cup II 12C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
910125	Drug-Screen Cup II 12E	ALCO.2, AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, COT200, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50

*25 Bechertests pro Packung. Alternative Testkombinationen verfügbar.





Verfälschungstests

Nur sehr wenige Menschen sind schlauer als ein Drogentest. Dennoch versuchen viele, letztere zu manipulieren. Die Verfälschungsmethoden reichen von übermäßiger Flüssigkeitsaufnahme vor der Urinabgabe – um einen Verdünnungseffekt zu erzielen – bis hin zur Zugabe von Substanzen, die die in der Probe vorhandenen Medikamente oder Metaboliten maskieren sollen. Unsere Verfälschungstests geben nicht nur einen Hinweis darauf, ob die Urinprobe manipuliert wurde, sondern auch mit welcher Methode.

Garantiert zuverlässige Ergebnisse

Um Manipulationen möglichst sicher ausschließen zu können, sind alle nal von minden Drug-Screen® Schnelltests mit einer Vielzahl von Verfälschungsindikatoren ausgestattet. Zunächst ist in jeden Teststreifen eine Kontrolllinie (C-Linie) integriert, die bestätigt, dass der Test richtig ausgeführt wurde. Das heißt, dass eine ausreichende Probenmenge aufgetragen wurde und die Probe frei von allgemein mit dem Testprinzip interferierenden Substanzen ist. Ebenso wichtig ist die Qualität des Probenmaterials. Es existieren verschiedene Methoden, die das Ergebnis von Drogentests manipulieren sollen, um ein positives Testergebnis zu vermeiden. Die Verdünnung von Urinproben durch Zugabe von zusätzlichen Flüssigkeiten ist die wohl gängigste dieser Methoden.

Die Temperaturmessung einer frischen Urinprobe kann ein schneller und eindeutiger Indikator für die Authentizität der Probe sein. Aus diesem Grund sind in jedem nal von minden Drug-Screen® Bechertest Temperaturstreifen integriert. Für die zuverlässige Erkennung einer manipulierten Probe können alle nal von minden

Multiparameter-Urin-, Tauch-, Kassetten- und Bechertests mit verschiedenen Verfälschungsindikatoren ausgestattet werden. Durch die Messung der in der folgenden Tabelle aufgeführten Parameter können manipulierte Proben schnell identifiziert werden.

Der nal von minden UrineCheck 7 DoA Verfälschungstest ermöglicht den Nachweis von 7 Verfälschungsparametern und hilft bei der Identifizierung von Manipulationsversuchen.



Produkt	Parameter
pH-Wert	Zum Nachweis von zugesetzten Säuren oder Basen
Nitrit	Nitrat wird von gramnegativen Bakterien zu Nitrit umgewandelt, was das Testergebnis verändern kann
Spezifisches Gewicht	Zum Nachweis der Probenverdünnung
Kreatinin	Zum Nachweis sowohl der <i>in-vitro</i> - als auch der <i>in-vivo</i> -Verdünnung
Glutaraldehyd	Glutaraldehyd ist in einigen Desinfektionsmitteln enthalten und kann einen Einfluss auf das Testergebnis haben
Bleichmittel	Bleichmittel können das Ergebnis durch Beeinflussung der Test- und Kontrolllinie beeinträchtigen
Pyridiniumchlorochromat	Diese Chemikalie kann den Drogentest ähnlich wie ein Bleichmittel beeinflussen

nal von minden Verfälschungsparameter

Teststreifen zum Nachweis von Urinverfälschungen

Artikelnummer	Produkt	Parameter	Packungsgröße
630925	UrineCheck 7 DoA Verfälschungsprüfung	7 Parameter: Kreatinin, pH-Wert, Glutaraldehyd, spezifisches Gewicht, Nitrit, Bleichmittel und Pyridiniumchlorochromat	25 Streifen
124004	Temperaturstreifen	32 °C - 37 °C	100 Streifen



Sind Sie an weiteren Verfälschungstestparametern interessiert?
Lassen Sie es uns wissen: info@nal-vonminden.com oder +49 941 29010-0



Vollbluttest

So zuverlässig wie es nur geht: Die nal von minden Drug-Screen® Vollbluttests liefern schnelle und genaue Ergebnisse bei Substanzmissbrauch. Mit venösem Voll- und Kapillarblut sowie Serum und Plasma ist der Drogen- und Medikamentenkonsum innerhalb weniger Minuten nachweisbar. Sensitive Cut-off-Konzentrationen helfen auch bei der frühzeitigen Erkennung eines akuten Drogenkonsums.

Vorteile

- ✓ Proben können nicht verfälscht werden
- ✓ Substanzen sind innerhalb weniger Minuten nach dem Konsum nachweisbar
- ✓ Probenahme aus der Fingerbeere möglich
- ✓ Speziell auf den Parameter zugeschnittene Cut-offs

Zur Verwendung bei

- ✓ Notfällen
- ✓ komatösen Patienten
- ✓ der Erkennung von akuten Vergiftungen
- ✓ der Ersttestung während der postmortalen, toxikologischen Untersuchung

Vollblut-Schnelltests

Einzeltestkassetten

Artikelnummer*	Produkt	Abkürzung	Cut-off
106016	Drug-Screen AMP (Amphetamin)	AMP50	50 ng/mL
106002	Drug-Screen BAR (Barbiturate)	BAR100	100 ng/mL
106003	Drug-Screen BZD (Benzodiazepin)	BZD100	100 ng/mL
106005	Drug-Screen COC (Kokain)	COC50	50 ng/mL
106018	Drug-Screen MET (Methamphetamin)	MET50	50 ng/mL
106009	Drug-Screen MOR/OPI (Morphin/Opiate)	MOR/OPI40	40 ng/mL
106006	Drug-Screen MTD (Methadon)	MTD50	50 ng/mL
106013	Drug-Screen TCA (Trizyklische Antidepressiva)	TCA300	300 ng/mL
106017	Drug-Screen THC (Cannabinoide)	THC12	12 ng/mL

*30 Testkassetten pro Packung.

Multi-Parameter-Kombinationen

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
2 Parameter		
1110020	Drug-Screen Multi 2XA Test	BZD100, TCA300
3 Parameter		
1110030	Drug-Screen Multi 3XA Test	BAR100, BZD100, TCA300
5 Parameter		
1110050	Drug-Screen Multi 5XA Test	AMP50, COC50, MET50, MOR/OPI40, THC12
1110051	Drug-Screen Multi 5XB Test	BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, THC12
8 Parameter		
1110080	Drug-Screen Multi 8XA Test	AMP50, BAR100, TCA300, THC12, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40
9 Parameter		
1110090	Drug-Screen Multi 9XA Test	AMP50, BAR100, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, MTD50, TCA300, THC12

* 25 Testkassetten pro Packung. Alternative Testkombinationen verfügbar.





Speicheltests

Minimal invasiv, manipulationssicher und hochsensitiv: Die Entnahme von Mundflüssigkeiten kann ohne die Einbeziehung spezieller Behörden geschehen. Zudem ist eine Probenahme unter Sichtkontrolle möglich ohne die Würde des Probanden zu verletzen. Daher sind Speicheltests besonders beliebt bei Drogenscreenings sowohl im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz als auch in Gefängnissen und Rehabilitationszentren. Speicheltests bieten ein kürzeres Nachweisfenster als Urintests und ermöglichen die Erkennung des aktuellen Konsums.

Vorteile

- ✓ Präzise Ergebnisse in nur 10 Minuten
- ✓ Einfache Handhabung und Interpretation
- ✓ Einfache Probenahme mit Sammel-schwämmchen
- ✓ Lange Haltbarkeit, Lagerung bei Raumtemperatur
- ✓ Keine elektronische Ausrüstung erforderlich
- ✓ Hohe Sensitivität und Spezifität dank speziell entwickelter Antikörper

Für den Einsatz bei

- ✓ Suchttherapien
- ✓ Entgiftungen
- ✓ Notfällen
- ✓ Forensischen Kliniken
- ✓ Drogenscreenings am Arbeitsplatz
- ✓ Verkehrs- und Zollkontrollen

Saliva Test Classic

Gemäß den Wünschen und Anregungen unserer Kunden entwickeln wir uns ständig weiter – und mit uns unsere Produkte. Auch der nal von minden Drug-Screen® Saliva Classic Test wurde überarbeitet und kann nun neben 4 neuen Parametern (siehe rechts) folgende Funktionen bieten:

Verbesserungen

- ✓ Ein Schraubverschluss ersetzt nun den Klappdeckel – für einen sichereren und praktischeren Versand zur Bestätigungsanalyse
- ✓ Verbesserte Aufnahmekapazität (1 mL) – dank neuem Probenschwamm
- ✓ Größeres Tropfenvolumen der integrierten Tropfpipette – erleichtert die Applikation der Probe auf den Test
- ✓ Probandenfreundliche Probenahme – dank verbessertem Geschmack und Aussehen des neuen, weicheren Schwammes
- ✓ Mehr individuelle Parameterkombinationen möglich – Ihre Anforderungen sind uns wichtig

nal von minden Drug-Screen® Multi-5 Saliva Classic

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
191052	Multi 5CC	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

nal von minden Drug-Screen® Multi-7 Saliva Classic

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
191070	Multi 7CA	AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12

nal von minden Drug-Screen® Multi-9 Saliva Classic

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
191091	Multi 9CB	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, MDMA50, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12

*15 Tests pro Packung.



Saliva Cup

Bewährtes Testprinzip, neues Testformat: Hygienisch, minimal-invasiv und manipulationssicher – die Untersuchung auf Alkohol- und Drogenmissbrauch war noch nie so einfach. Dieses Testformat war jedoch nur für Urinproben verfügbar – bisher. Ein neuer Speichel Cup macht es nun möglich, Proben mit einem Schwamm zu entnehmen, der sicher in einem Becher versiegelt werden kann.

Vorteile


- ✓ Optimiertes Testverfahren mit nur 2 Schritten, kein Pipettieren erforderlich
- ✓ Integrierter Volumenindikator zeigt an, wann genügend Speichel vom Probenschwamm aufgenommen wurde
- ✓ Flaches Ergebnisfeld für eine schnelle und einfache Dokumentation
- ✓ Die Einrastfunktion des Drehverschlusses garantiert das vollständige Ausdrücken des Probenschwamms
- ✓ Auswertung mit RSS flash möglich
- ✓ Individuelle Kombination von bis zu 18 Parametern möglich



nal von minden Drug-Screen® Multi-5 Saliva Cup

Artikelnummer*	Produkt	Parameter
117050	Multi 5BA Saliva Cup	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

*5 Cup-Tests pro Packung.





Auswerte-Systeme

Die nal von minden Rapid Slide Scanner (RSS) Serie bietet Ihnen das optimale Werkzeug zur einfachen, schnellen und objektiven Interpretation fast aller nal von minden Schnelltests. Viele können auf Wunsch barcodiert werden, um das Scannen mit unseren RSS-Systemen zu erleichtern. Unsere Auswertesysteme können sowohl Drogentests als auch medizinische Assays in allen möglichen Lateral-Flow-Testformaten analysieren und speichern. Die mitgelieferte Software bietet die Möglichkeit, Ergebnisse extern zu speichern oder in einen kundenspezifischen PDF-Report zu exportieren.

Mit unseren Reader-Systemen auswertbare Tests:

- ✓ Drug-Screen Einzel-Dip/Kassetten-Test
- ✓ Drug-Screen Multi-Dip/Kassetten-Test
- ✓ Drug-Screen Urin-Cup II/V
- ✓ NADAL® Medizinische Schnelltests
- ✓ Verschiedene Matrices: Urin, Speichel, Vollblut/Serum/Plasma



Rapid Slide Scanner (RSS) III

Testen, interpretieren, dokumentieren: Durch die flexible Testpositionierung und die intelligente Testerkennungssoftware können nahezu alle nal von minden Schnelltests mit dem RSS III analysiert und interpretiert werden. Neben einer Vielzahl von Testformaten für Drogenscreening und Medizin können auch Tests im Cup-Format einfach positioniert und ausgewertet werden.

Vorteile

- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Freie Positionierung des Tests
- ✓ Einfache und objektive Auswertung in Sekunden-schnelle
- ✓ Automatische Erkennung von barcodierten Tests
- ✓ Software in mehreren Sprachen
- ✓ Auswertung von bis zu 16 Parametern gleichzeitig
- ✓ Individuelle Ergebnisberichte
- ✓ Individuelle Kundenbetreuung
- ✓ Barcodescanner (tragbar, optional) zur Patientenda-tenerfassung
- ✓ Verbindung zum LIMS (optional)
- ✓ Datenexport über Microsoft-Excel™ oder CSV (optional)
- ✓ Datenimport über CSV (optional)
- ✓ Fernwartung und Update mit Internetverbindung

Artikelnummer*	Produkt	Packungsgröße
770066	Rapid Slide Scanner (RSS) III	1 Gerät
770061	Rapid Slide Scanner (RSS) III Cup	1 Gerät
770092 + 770093	Cup Upgrade Kit for 770066	1 Artikel
770010	Import/Export license	1 Artikel
770100	Voucher for 5000 strip analyses	1 Artikel
770015	Barcode scanner	1 Gerät

RSS flash

Wir präsentieren ein mobiles, tragbares Diagnosegerät, das im Handumdrehen objektive und präzise Ergebnisse liefert. Dieses robuste, leichte Gerät ist tragbar und kann beispielsweise von der Polizei oder in der Arbeitsmedizin optimal eingesetzt werden. Es liefert klare und leicht ablesbare Ergebnisse – unabhängig von den Lichtverhältnissen.

Der RSS flash kann die Ergebnisse von Tauch-, Kassetten- und Bechertests zuverlässig interpretieren. Die Visualisierung und Dokumentation der Ergebnisse wird durch die sofortige Datenerfassung mit unserer innovativen und intuitiven Software spielend leicht.




Vorteile

- ✓ Robust, handlich, tragbar und kabellos
- ✓ Vielseitig einsetzbar: Für Drug-Screen und NADAL® Tests im Tauch-, Kassetten- und Becherformat
- ✓ Premium Hightech-Smartgerät mit nahezu unbegrenztem Speicherplatz
- ✓ Hochpräzise Auswertung in Sekundenschnelle
- ✓ Testinterpretation mit RSS III Reader Software

Artikelnummer	Produkt	Produktbeschreibung
770071	RSS flash mobile Reader	Mobiles Auswertegerät, USB-Kabel, Netzkabel, Multifunktionsgerät, Multi-Kassetten-Adapter, Benutzerhandbuch, Software-Download-Link
770070	RSS flash mobile Reader CUP II	Mobiles Auswertegerät, USB-Kabel, Netzkabel, Cup-Adapter, Benutzerhandbuch, Software-Download-Link
770073	RSS flash Transportkoffer	Praktischer Transportkoffer für Reader und Zubehör
770078	Upgrade kit	Multi-Kassetten-Adapter
770079	Upgrade kit	Cup-Adapter, single
770074	Bluetooth Drucker	RSS flash Thermodrucker 5,6 cm



Unser Beitrag zur Eindämmung der Pandemie



NADAL® COVID-19 Ag Test:

Schnelltest zum Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoprotein-Antigenen in menschlichen nasalen, naso- oder oropharyngealen Proben

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Optimierter Testprozess
- ✓ Nasale Proben möglich
- ✓ Vorgefüllte Pufferampullen
- ✓ Hohe Spezifität
- ✓ Hohe Sensitivität
- ✓ Schnelle und zuverlässige Testergebnisse in nur 15 Minuten Lagerung bei Raumtemperatur
- ✓ Alle Testkomponenten – einschließlich sterilen Abstrichtupfern
- ✓ Keine Kreuzreaktivität mit saisonalen Coronaviren (wie hCoV-229E, -NL63 oder -OC43) beziehungsweise Influenza-Viren (wie Influenza A/B)



Impferfolg
prüfen!






NADAL® COVID-19 NAb Test:

Zum qualitativen Nachweis von potentiell neutralisierenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2 in humanen Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Blutprobe aus Fingerpunktion ausreichend
- ✓ Durchführung mit Vollblut (aus Venen- oder Fingerpunktion), Serum oder Plasma möglich
- ✓ Nur 2 Schritte bis zum Ergebnis
- ✓ Ergebnis innerhalb von 10 Minuten
- ✓ Potentieller Nachweis von neutralisierenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2 nach Infektion oder Impfung
- ✓ Hohe Sensitivität und Spezifität
- ✓ Lagerung bei Raumtemperatur möglich



Für mehr Informationen zu unseren medizinischen Schnelltests oder POCT-Lösungen, laden Sie ihr den NADAL-Katalog herunter.

<https://www.nal-vonminden.com/de/downloads/>



Laboranalyse

Unsere nal von minden Drug-Screen® Produkte sind für die Voruntersuchung bestimmt. In Situationen, die rechtliche Auswirkungen oder schwerwiegende medizinische Folgen haben können, ist es üblich, weitere Laboranalysen durchzuführen. Hier sind die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) oder die Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS) die bevorzugten Bestätigungsmethoden. Sollten Sie eine Laboranalyse benötigen, arrangieren wir diese gerne für Sie.

Wie es funktioniert:

1. Sie bestellen eine Analyse bei uns online, telefonisch oder per Fax.
2. Wir senden Ihnen umgehend ein Probenentnahme-Set mit allen Informationen und Materialien zu, die Sie für den Versand der Probe an das Labor benötigen.
3. Nachdem Sie die Probe gemäß den im Kit enthaltenen Anweisungen entnommen haben, versiegeln Sie sie in dem voradressierten Umschlag und schicken diesen an das Labor.
4. Ihre Ergebnisse werden innerhalb von ca. 14 Tagen verfügbar sein, eine Expressanalyse ist innerhalb von 5 Arbeitstagen möglich. Wenn eine bestätigende Analyse durchgeführt werden muss, kann dieser Prozess etwas länger dauern.
5. Ihre Auswertung wird Ihnen zugeschickt (nur an die angegebene Adresse).

Laboranalyse

Labor-Haaranalyse

Der Konsum von Drogen und Medikamenten kann mit Hilfe einer Haaranalyse erkannt werden, die ein viel größeres Erkennungsfenster bietet, als Blut oder Urin. Die konsumierten Substanzen und ihre Nebenprodukte werden über die Haarwurzel, Schweiß- und Talgdrüsen in das Haar eingelagert und so dauerhaft aufgezeichnet. Der genaue Zeitrahmen ist abhängig von der Haarlänge. Bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 1 cm pro Monat sollte eine 12 cm lange Haarprobe die wichtigsten Informationen über den Konsum von Substanzen innerhalb eines Jahres enthalten. Bei einer MPU (Medizinisch-psychologische Untersuchung) zur Wiedererlangung des Führerscheins dürfen jedoch nur bis zu 6 cm untersucht werden.

Der Nachweis von chronischem oder übermäßigem Alkoholmissbrauch ist im Haar durch die Bestimmung des direkten Alkoholmarkers Ethylglucuronid (EtG) nachweisbar. Es müssen 2 Proben für eine Analyse über einen Zeitraum von 6 Monaten und 4 Proben für ein ganzes Jahr entnommen werden.

Parameter	Konzentration ng/mL
COC	0.1
AMP	0.1
MOR/OPI	0.1
BZD	0.05
THC	0.02
EtG	>7

Labor-Urinalanalyse

Haben Sie ein zweifelhaftes Testergebnis erhalten? In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Probe mit einem immunologischen Test erneut zu analysieren oder andere Methoden wie GC-MS zur Identifizierung und Quantifizierung von Analyten zu verwenden. Auswertbar sind nebenstehende Parameter.

Parameter	Konzentration ng/mL
AMP	50
BZD	50
COC	30
THC	10
EtG	30
MTD+EDDP	50
MOR/OPI	25

Labor-Speichelanalyse

Die Speichelanalyse ist eine alternative oder zusätzliche Methode des forensischen Drogenscreenings und wird immer beliebter. Es bleibt die einfachste und am wenigsten invasive Methode der Probenentnahme. Der Nachweis von Substanzen im Speichel ist bis zu 3 Tage möglich. Ein positives Ergebnis liegt bei Überschreitung der nebenstehenden Konzentrationen vor.

Parameter	Konzentration ng/mL
AMP	50
BZD	10
COC	20
THC	4
MTD	50
MOR/OPI	40

Laboranalyse: Bestellinformationen

Bestellinformationen für die Haaranalyse

Artikelnummer*	Produkt
641101	EVIDENS Polytox: AMP, BZD, THC, COC, MTD, MOR/OPI
641102	EVIDENS EtG
641103	EVIDENS Polytox: EtG, AMP, BZD, THC, COC, MTD, MOR/OPI
641001	FORENSIS AMP
641002	FORENSIS COC
641003	FORENSIS THC
641004	FORENSIS MOR/OPI
641005	FORENSIS BZD
641006	FORENSIS MTD+EDDP
641011	FORENSIS GHB
641013	FORENSIS Spice

Bestellinformationen für die Urinanalyse

Artikelnummer*	Produkt
642101	EVIDENS Alcohol 4
642102	EVIDENS Alcohol 6
642103	EVIDENS Drugs 4: AMP, BZD, THC, COC MTD, MOR/OPI 4
642104	EVIDENS Drugs 6: AMP, BZD, THC, COC MTD, MOR/OPI 6
642001 - 642017	FORENSIS AMP, BAR, BUP, BZD, COC, EtG, GHB, HRN/6-MAM, KET, MTD, MOR/OPI, PCP, TIL, TML, TCA, THC
642024	Spice

Bestellinformationen für die Speichelanalyse

Artikelnummer*	Produkt
643000	Drogenscreening im Speichel (AMP, BZD, COC MET, MOR/OPI, THC)

*1 Test pro Packung.





Drogennachweis in Substanzen und deren Rückständen

Polizei, Zoll und Mitarbeiter von Gefängnissen, Therapie- und Suchtzentren spielen täglich Katz und Maus gegen den Drogenschwarzmarkt. Um die Oberhand zu behalten, müssen Behörden und Sozialarbeiter wissen, ob und mit welcher Droge sie es zu tun haben. Zur Unterstützung bieten wir sowohl Substanztests als auch eine Tracedetect-Produktserie für den hochspezifischen und sensitiven Nachweis von Substanzen an. Beide Testmethoden sind sicher und einfach handhabbar und liefern innerhalb weniger Minuten Ergebnisse. Unsere Substanzprüfungen basieren auf chemischen Nachweisverfahren und sind in der Lage, Rauschmittel in unbekannten Substanzen wie Pulver, Tabletten und Flüssigkeiten aufzunehmen. Unsere Tracedetect-Tests basieren auf einem immunologischen Nachweisverfahren (Schlüssel-Schloss-Prinzip) und ermöglichen den spezifischen Nachweis der Substanz mit besonders hoher Empfindlichkeit. Im Bereich der Forensik können sie bei der Erkennung von kaum sichtbaren Spuren an Lenkrädern, Türgriffen, Tischplatten und anderen Oberflächen helfen.

ESA-Substanztests

Zur Identifizierung von Substanzen durch Farbumschlag

Die Polizei stößt oft auf verdächtige Substanzen, deren Zusammensetzung unbekannt ist. Unsere Substanztests können Pulver, Tabletten und Flüssigkeiten nach dem chemischen Prüfprinzip nachweisen. Der praktische Test liefert Ergebnisse in nur einem Schritt innerhalb weniger Sekunden.

Die ESA Test GmbH ist seit vielen Jahrzehnten bekannt für ihre Ampullen-Tests, die den Nachweis und die Identifizierung von beispielsweise Medikamenten ermöglichen. Hergestellt in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards, liefern wir elabourierte und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen.

Vorteile

- ✓ Chemisches Prüfprinzip
- ✓ Einfacher und sicherer One-Step-Ampullentest
- ✓ Schnelle Ergebnisse in nur einer Minute
- ✓ Klare Farbanzeige für eine einfache Interpretation
- ✓ Breites Spektrum an nachweisbaren Substanzen

Bekennen Sie
Farbe
Innovation. Sicherheit. Zuverlässigkeit.



Artikelnummer	Produkt
Ampullentest (10 Ampullen))	
311220	ESA Buprenorphin Substanztests
311130	ESA Cannabis Substanztests
311132FU	ESA CBD Substanztestss
311110	ESA Kokain Substanztests
311140	ESA Ecstasy/Methamphetamin Substanztests
311240	ESA Ephedrin Substanztests
311250	ESA GHB/GBL Substanztests
311331	ESA General Screening Substanztests
311150	ESA GHB Substanztests
311170	ESA Heroin Substanztests
311180	ESA Ketamin/Methadon Substanztests
311120	ESA LSD Substanztests
311210	ESA Morphine/Heroin Substanztests
311100	ESA Opiate/Amphetamine Substanztests
311470	ESA Synthetische Cathinone Substanztests
311131	ESA THC/CBD Substanztests
Substanz-Wischtest (10 Wischtücher)	
311270	ESA Cocaine Sweep Wischtest

Tracedetect Substanztests

Für den hochempfindlichen Nachweis von Substanzspuren

Im Falle eines Drogendelikts kann es oft sinnvoll sein, sowohl die Umgebung als auch die verdächtige Person unter die Lupe zu nehmen. Die Detektion von Substanzen auf verschiedenen Oberflächen kann die Ermittlungen signifikant unterstützen. Chemische Substanzprüfungen erfordern sichtbare Mengen der verdächtigen Substanz und erlauben eine breite Klassifizierung ihrer Identität. Die nal von minden Drug-Screen® Tracedetect Tests ba-

sieren auf immunologischen Detektionsverfahren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Im Vergleich zu Ampul-entests ermöglichen die nal von minden Drug-Screen® Tracedetect-Substanztests den besonders empfindlichen Nachweis. Sie erkennen sogar Rückstände auf Oberflächen, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind.

Vorteile

- ✓ Möglichkeit zur Bestätigung der ESA-Testergebnisse
- ✓ Hohe Sensitivität ermöglicht den Nachweis unsichtbarer Rückstände
- ✓ Ausgeklügeltes Taschenformat
- ✓ Einfache und sichere Handhabung
- ✓ Kit enthält umfangreiches Zubehör für die Probengewinnung und den Transport
- ✓ Schnelle und zuverlässige Ergebnisse in nur 1 Minute



Artikelnummer*	Produkt
144352N-10	Tracedetect Multi 5TAK Substanztest Nachweisbare Parameter: AMP, COC, MET, MOR, THC
144254N-10	Tracedetect Multi 5TAC Substanztest Nachweisbare Parameter: AMP, COC, MDMA, MET, MOR/OPI
144243N-10	Tracedetect Multi 4TD Substanztest Nachweisbare Parameter: ABP, SPC, THC, UR-144

*10 Tests pro Packung. Auf Anfrage auch 25er Pack möglich.



ESA-TEST

präsentiert

LeadiX



Die ersten quantitativen Schnelltests der Welt für LSD, Ecstasy und Magic Mushrooms

Das Problem:

Bislang gab es keine andere Möglichkeit, den Wirkstoffgehalt verschiedener psychoaktiver Substanzen zu bestimmen, als einen Labortest. Dank des Innovationsgeistes unseres Kooperationspartners LeadiX, einem Start-up aus Jena, ist dies nun möglich.


Die Lösung:

LeadiX hat die weltweit ersten quantitativen Tests für LSD, Ecstasy und Magic Mushrooms entwickelt. Mit Hilfe von 3 ausgeklügelten, tragbaren Schnelltestkits können die Wirkstoffgehalte dieser 3 Substanzen nun ohne Einschaltung eines Labors bestimmt werden.

Your advantages:

- ✓ Genaue Ergebnisse in 10 bis 30 Minuten
- ✓ Einfache visuelle Auswertung über Farbabgleich, innovative App oder Spektralphotometer
- ✓ Geeignet für natürliches und künstlich hergestelltes Probenmaterial

Artikelnummer	Produkt
311510	ESA Quant MDMA+ Substanztest
311520	ESA Quant Psilocybin Substanztest
311530	ESA Quant LSD Substanztest





Alkoholtests

Alkohol ist die wohl allgegenwärtigste und am meisten unterschätzte Droge – und damit eine der gefährlichsten. Alkohol findet sich zum Teil in ungeahnten, ganz alltäglichen Produkten. Nicht selten wird Alkohol auch unwissentlich durch den Verzehr bestimmter Nahrungsmittel, die Einnahme von Medikamenten oder die Verwendung von Kosmetika konsumiert. Mit den Tests von minden Alkoholtests können Sie Alkohol sowohl im Atem als auch in Speichel und Urin einfach und sicher nachweisen. Messungen, die sogar „polizeigenau“ sind, erhalten Sie mit unseren professionellen Atemalkoholtestgeräten und rechtlich wasserdichte Ergebnisse liefert unsere Laboranalyse. Getreu unserem Motto, We help you care!, haben wir für jede Situation und Anforderung den richtigen Test für Sie.

EtG Schnelltest: Urin

Beschreibung	Cut-off	Artikelnummer	Tests pro Packung
EtG Einzelteststreifen	500 ng/mL	101062	50
EtG Einzeltestkassetten	500 ng/mL	102062	30
EtG + ALC Einzeltestkassetten	EtG 500 ng/mL, ALC 0,2 ‰	102060	30

Alkohol Schnelltest: Speichel oder Urin

Beschreibung	Cut-off	Artikelnummer	Tests pro Packung
Saliva test	0,2 ‰	360006	50
Urine test	0,2 ‰	101036	50

Alkohol-Screening Atemlufttest

Beschreibung	Artikelnummer	Tests pro Packung
Breath test (balloon) 0,2 ‰	360010	25

Die Produktion des Alkoholtestgeräts Dräger 3000 wurde eingestellt. Sollten Sie jedoch noch Zubehör benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihr Sales Team.

Dräger Alcotest® 7000

Das Dräger Alcotest® 7000 setzt neue Maßstäbe unter den Alkohol-Testgeräten. Seine Vorteile sind der erweiterte Temperatur- und Messbereich, der geringe Wartungsaufwand und die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten. Darüber hinaus kann das Atemalkoholmessgerät sowohl Mundstück- als auch Trichtertests durchführen. Noch nie waren verlässliche Alkoholtests so schnell, effizient und einfach.

Beschreibung	Artikelnummer
Dräger Alcotest 7000 Alcohol testing device	360011

AlcoQuant 6020

Dieser innovative Alkoholtester zeigt ein neues Sicherheitsniveau auf. Der elektrochemische Sensor nimmt nur gezielt Alkohol auf und ermöglicht bei kurzen Mess- und Wartezeiten die Durchführung mehrerer Tests hintereinander. Die Zuverlässigkeit des AlcoQuant 6020 wird von Polizeibehörden auf der ganzen Welt bestätigt.

Beschreibung	Artikelnummer
AlcoQuant 6020	360011
Kalibrierungs-Service	300200

*Mehr Zubehör und alle Preise auf Anfrage



Wenn Sie weitere Informationen zu Alkoholschnelltests und Testgeräten wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: info@nal-vonminden.com oder +49 941 29010-0.



Qualitätsmanagement und Service

Wir wollen der zuverlässigste Partner sein, den Sie je hatten. Deshalb sind exzellenter Kundenservice und Engagement die Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Als Ihr langfristiger Partner bieten wir einen umfassenden Service von der ersten Beratung bis zur Produktlieferung und darüber hinaus. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle Lösungen.

Qualitätssicherung

Unser Qualitätsmanagementsystem ist seit 2003 nach EN ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert und wird jährlich vom TÜV Rheinland überprüft. Interne Audits, umfangreiche Prozessbeschreibungen sowie Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen helfen uns, höchste Standards einzuhalten.

Eignungsprüfung

Wir nehmen regelmäßig und mit großem Erfolg an externen Ringversuchen teil. Nähere Details sind in einer Informationsbroschüre dokumentiert, die auf Anfrage erhältlich ist.

Unser Leistungsspektrum

Beratung

Unser Team, zu dem auch hochqualifizierte Medizinprodukteberater gehören, ist jederzeit erreichbar. Kompetente und wissensbasierte Beratung ist ein Eckpfeiler unserer Dienstleistungen – ob am Telefon, über unsere Homepage oder durch ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

Lieferung

Schnelltests

Für Bestellungen, die vor 13 Uhr eingehen, beträgt die Lieferung 2-3 Werktage. Wenn Sie eine kundenspezifische Testkombination bestellen, benötigen wir für die Herstellung und Lieferung bis zu 10 Wochen.

Laborreagenzien

Für Waren, die wir auf Lager haben, beträgt die Lieferzeit 2-3 Tage. Für Laboruntersuchungen beträgt die Lieferzeit 5-10 Tage.

Anfragen und Bestellungen

Bestellung über unseren Online-Shop

Tests können auch ganz einfach über unsere Webseite bestellt werden. Legen Sie einfach Ihre gewünschten Tests in den Warenkorb und senden Sie eine Anfrage mit Ihren Kontaktdaten. Sie erhalten dann eine E-mail mit Ihrem Benutzernamen und Passwort für Ihren nächsten Besuch in unserem Online-Shop.

Bestellung per Telefon oder Fax:

Unser Team steht Ihnen via folgender Nummern telefonisch zur Verfügung:

Tel: +49 941 290 10-0

Fax: +49 941 290 10-50

Bestellung per E-Mail:

Bestellungen per E-mail senden Sie bitte an:
info@nal-vonminden.com

Vorteile der Registrierung

Mit der Anmeldung in unserem Online-Shop haben Sie die Möglichkeit, Ihre bisher gekauften Produkte als Basis für zukünftige Bestellungen zu speichern. Nach Ihrer ersten Bestellung ist Ihr Konto aktiviert. Danach können Sie uns Ihre Produktliste als Angebot oder Bestellung zu Ihren bisherigen Preisen zusenden.

Garantie

Qualität und Service

Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert daher stets einen 100%igen Service und eine professionelle Abwicklung aller Aufträge.



Externes Qualitätsmanagement

LABQUALITY



INSTAND



Datenschutzerklärung

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern ausschließlich für den internen Gebrauch durch nal von minden gespeichert.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.nal-vonminden.com



Germany

Moers (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1

Regensburg (Headquarters)

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

Rosdorf

Raseweg 4, 37124 Rosdorf
Tel.:+49 551 270 706-0
Fax:+49 551 270 706-50

Belgique / België

Français:

Numéro gratuit:0800 718 82
Fax gratuit:0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel:0800 780 85
Fax:+31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Česká republika

Bezplatný tel.:800 143 685
Bezplatný fax:800 143 686
czech@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer:808 887 53
Fax:+31 7030 30775
denmark@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.:0800 589 2022
Gratis-Fax:0800 589 2023
vertrieb@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito:900 938 315
Tel. directo:+49 941 290 10-759
ventas@nal-vonminden.es
www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert:0800 915 240
Fax gratuit:0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739
Fax international: ...+49 941 290 10-50
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Ireland

Freephone:1800 555 008
Freefax:1800 555 080
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde:800 789 129
Fax gratuito:800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Latinoamérica

Tel. directo:+49 941 290 10-761
ventas.latam@nvm-diagnostics.com
www.nal-vonminden.es

Luxembourg

Numéro gratuit:800 211 16
Fax gratuit:800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel:0800 022 2890
Gratis Fax:0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone:800 16 731
norway@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/no

Österreich

Gratis Tel:0800 291 565
Gratis Fax:0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Polska

Bezpłatny tel.:00800 4911595
Bezpłatny fax:00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl
www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito:800 849 230
Tel. direto:+49 941 290 10-735
vendas@nal-vonminden.pt
www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.:0800 832 164
Gratis-Fax:0800 837 476
info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit:0800 564 720
Fax gratuit:0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde:0800 832 2146
Fax gratuito:0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh:0800 918 263
myynti@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.:020 790 906
sweden@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.se

United Kingdom

Freephone:0808 234 1237
Direct dial:+44 1580 23 22 88
sales-dept@nal-vonminden.co.uk
www.nal-vonminden.com

